



# EVERA

믿을 수 있는 한국 식약청 인증 가슴확대 의료기기



因为乳房太小，是不是好难为情？

减肥后您的乳房缩小了吗？

产后您的乳房变小，是不是很难过？

因为怕手术，难道您的乳房放弃了吗？

那么您就需要EVERA!!



## 이브라 시스템이란?

가슴 부위에 지속적인 자극을 통해 세포를 성장시켜 수술 없이 가슴을 확대 할 수 있는 시스템으로 보형물의 삽입이나 호르몬제 등의 일시적인 효과가 아닌 실제 가슴 조직의 생성으로 편안함과 자연스러움을 드립니다.

## 什么是Evera隆胸塑形系统?

Evera产品不需要整型,就可以让胸部的组织细胞讯速成长.  
Evera隆胸塑形系统不需要加入保形物或者依靠激素,  
而是通过实际组织细胞的生长,让您拥有更自然更丰满的胸部.

탄력 있고 풍만한 가슴을 위해  
为了恢复坚挺丰满的乳房

EVERA

## 비수술적인 방법 | 非手术隆胸塑形系统

1일 8시간 12주 착용 | 每天8小时, 12周使用

평균 1컵 (90cc) 가슴확대 | 乳房平均增大一杯 (90cc)


## 인증현황 认证现状




KGMP(ISO13485)  
인증획득(식품의약품안전청)  
KGMP(ISO13485)认证  
(韩国药监局)




의료기기 제조 및 유통기록증(적합인정서)  
(식품의약품안전청)  
Medical Device Manufacturing and Distribution Record  
(Ministry of Food and Drug Safety)



특허(가슴확대시스템) 출원  
10-0877720(특허청)  
专利许可(隆胸塑形系统)  
10-0877720(专利局)



디자인(가슴확대기구용 음압  
발생기) 등록 30-0583897(특허청)  
设计(隆胸塑形机械专用压  
力发生器) 30-0583897(专利局)




디자인(가슴확대기구용 둠)  
등록 30-0574074(특허청)  
设计(隆胸塑形机械专用穹隆)  
力发生器) 30-0574074(专利局)

## The Science Behind EVERA

신체는 지속적인 자극에 의해 스스로 자라난다!  
지속적으로 가해지는 물리적인 힘은 조직 생성을 유발시킵니다.

人体内组织受到持续的刺激，该组织会自己增长！  
持续的物理作用力将导致该组织的生长。




이브라 시스템은 미얀마의 카렌족처럼 스트레칭을 통해 신체 일부를 늘려주는 원리를 이용한 것으로 성형(정형)외과에서 키를 키우거나 기형을 교정하는 ILIZAROV(일리자로프)의 원리와 같은 맥락에서 조직의 생장 유발을 통해 가슴이 커지도록 합니다.

EVERA系统是应用了人体拉伸运动的原理. 该原理主要运用于外科手术中的新组织重建,使得胸部组织细胞活化.

## 세포 성장을 유도하는 자극 | 诱导细胞生长的刺激

이브라는 가슴부위에 지속적인 자극을 주어 세포분열과 증식을 통해 가슴을 성장시킵니다.

EVERA产品对乳房组织细胞持续刺激，通过乳房组织细胞的分裂和增值，乳房会增长。




### ① 가슴 부위의 지속적인 자극

세포 분열과 증식을 통해 가슴조직의 성장  
세포 성장의 적정 압력 15~30mmhg

### ② 세포 성장의 적정 압력 평균 20mmhg의 힘은?

높은 빌딩 꼭대기에 오를 때의 압력 변화  
2kg정도의 유방이 중력에 의해 잡아당겨지는 힘



### ① 对胸部持续的刺激

通过细胞分裂和增值，乳房组织会生长  
细胞生长的适度压力为15~30mmhg

### ② 细胞生长的适度压力平均值20mmhg的强度是？

当您登上高大建筑物顶部的压力变化  
2kg左右的乳房由于重力牵拉的力量



이브라는 과학입니다.

과학적인 기술로 이브라에서만 볼 수 있는 놀라운 효과!!

EVERA是一门科学

EVERA的科学技术，只有EVERA才能让您感受意想不到的效果！




## EVERA SYSTEM 과학적 배경

이브라는 내부 조직 확장 방식과는 달리 압력을 이용해 피부 바깥에서 조직을 잡아당기는 과학적인 외부 조직 확장 시스템입니다.

EVERA产品是与体内组织扩张方式不同，利用压力从皮肤外表牵拉和刺激胸部组织的外部组织扩张方式。


### 〈유방암 환자의 가슴 복원 수술 시 내부조직 확장기 | 乳腺癌患者乳房修复手术用内部组织扩张方法〉

- ① 가슴 조직 내에 식염수 팩을 넣고 식염수를 주입하면서 내부 공간을 넓혀갑니다.
  - ② PUSHING OUTWARD = TENSION = TISSUE GROWTH
  - ③ 가슴의 성장 = 가슴의 피부(ENVELOPE)가 늘어남
- ① 把生理盐水注射在胸部组织内，将扩大内部空间。  
② 向外推=使紧张=组织增长  
③ 乳房增长=胸部外皮肤的(ENVELOPE)增长




### 〈이브라 시스템의 외부조직 확장기 | EVERA产品外部组织扩张系统〉

- ① 가슴을 덮고 있는 동안에서 가슴 전체를 잡아당겨 가슴 내부의 공간을 넓혀 갑니다.
  - ② PUSHING OUTWARD = TENSION = TISSUE GROWTH
  - ③ 공간을 채우려는 신체의 반응에 따라 조직이 성장하게 됩니다
  - ④ 가슴의 성장 = 가슴(Whole Breast)전반적인 성장
- ① 穹隆覆盖胸部时，牵拉整个胸部将扩大内部空间。  
② 向外推=使紧张=组织增长  
③ 根据想要填补空间的身体反应胸部组织会增长。  
④ 乳房增长=全乳房的增长






## EVERA SYSTEM 가슴 성장 패턴 | 乳房增长模式



가슴이 부었다가 가라앉았다가 하는 현상이 반복되면서 점차적으로 가슴조직이 누적됨. 육안으로는 시소(See-Saw)패턴의 가슴성장 그래프를 보여주나 실질적으로는 완만한 직선패턴으로 가슴이 성장됨. 일 사용시간이 10시간, 탈착 시간이 14시간의 그래프이며 일 사용시간이 많을 경우 더 가파른(빠른) 성장그래프를 기대할 수 있음.

图表中表示，经过反复如玩跷跷板的增大和缩小的现象，乳房组织的生长逐渐地积累。该变化的曲线像弹簧的伸缩活动，可实际上乳房组织缓慢生长。每天使用 10小时，脱掉 14小时，配戴时间越长，我们可以期待更陡峭的(快)增长直线图。



**STEP1** 사용 전    **STEP2** 2~4주  
▶ 使用前      ▶ 2~4周后

**STEP3** 10~14주    **STEP4** 사용 후(안정기)  
▶ 10~14周后      ▶ 最后阶段(稳定期)

### STEP2

이브라 시스템이 작동되어 둘 안의 공기를 흡착함으로써 서서히 가슴이 윗부분으로 들리면 조직들은 자극의 영향을 받게 됩니다. 가슴이 부었다가 가라앉았다가 하는 현상이 반복되면서 가슴 내의 공간을 만들어 갑니다.

开始使用本产品能吸附罩内空气，可以看到胸部明显提升。胸部大小的增长其起因是发肿。

### STEP3

붓기가 반복됨에 따라 점차적으로 가슴 조직이 누적됩니다. 육안으로는 시소 패턴의 가슴 성장을 보여주나 실질적으로는 완만한 직선패턴으로 가슴이 성장하게 되며 이 단계에서 가슴의 붓기현상과 실제 세포 성장이 함께 보여집니다.

经过 10周以上的使用，能起到实际性的组织细胞活化和发肿引起的胸部增大的双重效果。肉眼能看到明显增大的胸部。

### STEP4

시스템 착용이 완료된 직후에는 일시적으로 붓기가 있을 수 있으나 몇 주 후 크기가 안정되고 나면 1컵 사이즈의 가슴 확대가 유지됩니다.

停止配戴EVERA后，胸部有可能暂时发肿，可过一段时间后崭新的组织细胞会使您的胸部变大，也能继续保持其效果。

# 가슴 전문 브랜드 이브라 가슴 확대 의료기기 “아름다운 가슴을 선물하겠습니다.”

隆胸塑形专门品牌 ‘EVERA丰胸塑形医疗器械’  
“让您的乳房带来丰满坚挺”

## 효과적입니다

하루 8시간 12주간 사용으로 평균 1컵(90cc)의 가슴이 성장 합니다. 새로운 세포의 생성으로 인해 작은 가슴은 물론 노화와 출산으로 인한 처진 가슴, 짹 가슴 등의 모양개선에도 효과적인 가슴성형의료기입니다.

每天使用8小时，连续12周配戴本产品，乳房平均增长90cc。通过新细胞的生长，对于胸部比较小的女性，由于老化以及产后乳房变松弛下垂的女性，本产品可以帮助增大乳房，让其乳房坚挺丰满。

## 자연스러운 가슴라인

이브라는 자극에 의해 스스로 자라는 신체의 조직성장원리를 이용하여 가슴을 키워나갑니다. 보형물의 삽입이나 호르몬제의 일시적인 효과가 아닌 실제 가슴조직의 성장으로 자연스러운 가슴선을 만들 수 있습니다.

EVERA是以人体组织细胞在细微而持续的刺激下生存生长的原理为依据，实际乳房组织则会慢慢增大而且可以打造自然完美的胸型

## 경제적입니다

모유수유, 반복되는 다이어트 또는 노화로 인해 가슴모양이 변해 자신감을 잃어갈 때 언제든지 다시 사용하세요. 이브라 시스템은 한번의 구입으로 지속적인 가슴관리가 가능한 경제적인 시스템입니다.

因哺乳期后或者过度减肥而下垂和回缩的女性，如果您想恢复坚挺丰满的胸部，请随时使用。EVERA不是一次性的产品，而是一次购买就能长期使用的经济性产品。

有效性

自然美

安全性

方便性

经济性

## 안전합니다

이브라는 세포생성에 적정압력인 15~30mmHg의 부드러운 자극을 통해 수술없이 본인의 가슴조직을 키워나갑니다. 여러 번의 임상실험과 한국식약청(KFDA)의 의료기 승인으로 이브라의 안전성은 검증되었습니다.

EVERA产品的细胞产生适度的压力为15~30mmHg。本产品是非手术丰胸器具，通过给予胸部以温柔的刺激，促进乳房组织的增长。经过多次的临床试验和韩国食品药品监督管理局(KFDA)的认可，EVERA的安全性已经得到了验证。

## 편안한 착용감

본인의 라이프 스타일에 맞추어 사용이 가능한 셀프케어시스템으로 장소와 시간에 구애를 받지 않습니다. 언제 어디서든 이브라 시스템만 있다면 본인의 공간에서 편안하게 사용하실 수 있습니다.

EVERA产品不会受到场所和时间的制约。根据每个人的生活方式，随时随地，只要有了EVERA产品，就很方便地使用。



## EVERA SYSTEM 사용 전후 비교 임상 | 使用前后比较



乳房增长 : AAA+ ▶ B- (gap:6.5cm ▶ 12cm)



乳房增长 : AAA+ ▶ B+ (gap:6.5cm ▶ 13cm)




乳房增长 : AAA ▶ A (gap:5cm ▶ 10cm)



乳房增长 : AAA- ▶ B- (gap:4.5cm ▶ 12cm)

이브라 가슴 확대 의료기기로 아름다운 풍만한 가슴을 만들어보세요!


EVERA丰胸塑形医疗器械，可以让您拥有丰满美好的乳房！



01

가슴에 둘을 붙이고 필터 및 티튜브를 연결한 스포트박스의 작동 버튼을 눌러줍니다.


在胸部安装穹窿，过滤器和T管连接斯马特伯克斯上，然后按开始按钮。



02

서포트 브라를 입고 브라의 내부 포켓에 스포트박스를 넣고 티튜브를 정리해 줍니다.

穿好辅助文胸后，把斯马特伯克斯放在穹隆内部的衣袋里



03

압력 형성 후 스포트박스의 작동이 멈추면 브라의 지퍼를 올리고 착용 완료 해줍니다.

在穹窿内完全真空状态时，斯马特伯克斯停止声音，此时拉上辅助文胸的拉链



## 제품구성 | 产品构成

### Dome (돔)



돔 2개가 한세트로 되어 있고 사용자의 가슴폭과 부피에 따라 8가지 사이즈

一套有两个穹隆，根据在用户的胸部尺寸有八种大小



### Support Bra (서포트브라)

편안한 착용감을 위해 개발된 시스템 전용 브라

辅助文胸是特意为EVERA产品而设计的，使产品固定原位



### Filter (필터)

피부에서 발생하는 노폐물과 땀 등의 이물질들이 스포트박스안으로 유입되는 것을 방지

### Sport-Box (스포트박스)

압력을 형성하는 메인 시스템으로 티튜브를 통해 둠에 압력을 전달하여 가슴성장을 유도함  
此装置是调节压力的主系统，通过T管在穹隆内制成牵拉效果和真空的压力来调节

### T-Tube (티튜브)

T자형의 컨넥터로 둠과 스포트박스를 연결하는 역할

是T形导管，连接穹隆表面的两个部分，接上斯马特伯克斯(Smart-Box)底部真空端口

### Skin Set (스킨세트)

시스템 사용시 최적의 피부상태유지를 통해 피부트러블을 예방



使用EVERA产品时，本护肤品让皮肤保持最佳状态，也预防皮肤过敏。

# EVERA 스킨케어 胸部护肤品

탄력있고 풍만한 가슴을 위해 도전하세요!

如果想要丰满有弹力的胸部，请您挑战！

이브라 코스메틱 라인은 천연 유기농 성분의 저자극, 고보습의 “가슴전용” 제품으로 이브라 사용시 피부 트러블을 예방하고 효과적으로 시스템 진행을 도와줍니다. 풍만한 가슴을 만드는데 더욱 효과적입니다.

EVERA 护肤品是胸部专用的天然有机产品，不会刺激皮肤。本产品不仅预防皮肤过敏，而且可以帮助乳房变得更丰满更坚挺。



## Only EVERA System Care



### 이브라 둠 클렌저 | EVERA 穹隆清洁剂

돔의 접착 부위의 세균을 제거하고 접착 부위의 밀착력을 복원 시켜줍니다.  
产品去除在穹隆内的细菌，修复穹隆和胸部皮肤的粘着力。



### 이브라 브레스트 프랩 | EVERA 胸部襟翼

돔과 피부사이에 보호막을 형성하여 피부 트러블을 예방합니다.  
在穹隆和皮肤之间形成皮肤保护层，就能预防皮肤过敏。



## Basic EVERA Breast Care



### 이브라 시크릿 폼 | EVERA 乳房清洁剂

일칼리성 일반 클렌저와 달리 약산성(PH5.5)제품으로 올리브에서 추출한 천연 계면 활성제가 피부 자극 없이 가슴을 깨끗하고 청결하게 가꾸어 줍니다.

是与一般的碱性清洁剂产品不同的弱酸性 (ph5.5)产品，从橄榄果中提取的天然表面活性剂会保护皮肤，使胸部皮肤更洁净清爽。



### 이브라 카밍 미스트 | EVERA 镇定皮肤喷雾水

특허성분인 Phyto-Oligo 성분과 알로에베라 잎이 함유되어 있어 끈적임과 자극 없이 피부가 빠르게 진정됩니다.

产品含有phyto-oligo专利成分和芦荟叶汁，皮肤不粘腻，很快就使皮肤舒缓镇定

## Special EVERA Breast Care



### 이브라 브레스트 36크림 | EVERA 胸部36润肤霜

가슴의 주성분인 지방 세포를 확대 및 증식시켜 바르기만 해도 가슴 볼륨이 살아나는 기적의 가슴 크림입니다.

本产品会脂肪细胞体积扩大和繁殖，只要涂抹胸部，能达到丰胸的效果。



### 이브라 핑크포인트 크림 | EVERA 分红热点润肤霜

짙은 색의 유두는 물론 겨드랑이, 비키니 라인의 거무칙칙한 바디 국소부위와 자외선으로 생기는 얼굴의 색소 침착된 기미까지 밝고 환하게 만들어 주는 멀티 미백크림.

乳头和腋窝皮肤颜色变暗，比基尼线的色素沿着，紫外线所造成的黑斑(包括脸部)等，产品针对需要美白和晒后的补救，使用后见效快，效果明显。



### 이브라 하이드로 브레스트 패치 | EVERA 混合胸部面膜

초간편!! 신개념 가슴확대 마스크로 천연 여성 식물성 호르몬 성분이 다량 함유되어 있어 패치를 가슴에 부착만해도 유선 조직이 자극되어 탄력 있고 가슴 선이 올라가는 변화를 느낄 수 있습니다.

超简单! 是新概念的丰胸面膜。产品富含的天然植物有助于丰胸效果。本面膜只要敷于胸部，就会促进乳腺组织的活化，这样您的乳房可以感受丰满坚挺的变化。



### 이브라 키제피린 앰플 | EVERA KIGEFILINE AMPOULE

에스테틱의 전문가를 위한 고농축 가슴 앰플로 보르피린 성분이 가슴을 볼륨있게, 키젤린 성분이 가슴을 탄력있게 만들어 드립니다.

这是为美学专家用于高浓缩胸部的安瓶, Volufiline主要成分让胸部饱满效果, Kigeline 主要成分是让胸部有弹性。




 이브라를 이용한 자가지방 이식 | EVERA 的自体脂肪移植

## 가슴 지방 이식이란?

자신의 허벅지나 복부에서 양질의 지방을 채취하여 가슴에 이식하는 방법으로 가슴의 볼륨을 키워주는 수술로 불필요한 부위의 지방은 제거하는 동시에 가슴은 커질 수 있는 가장 이상적인 바디 성형입니다.

## 什么是自体脂肪移植丰胸？

是采用自己大腿、腹部等部位的脂肪。将这些部位的脂肪移植到胸部，这一技术可以消除过多的脂肪，同时也能达到瘦身丰胸的身材。



이브라를 이용한 가수 지방이식술은 어떻게 하는 건가요?

## 脂肪移植隆胸如何利用EVERA?

## EVERA的创新方式

- 이브라로 인해 가슴의 공간 확대로 큰 가슴 확대 가능  
隆胸之前先使用EVERA，可以充分扩大乳房空间。
  - 이브라로 인해 가슴의 혈류량이 증가되어 산소와 영양분 공급이 원활해져  
지방세포 생착률이 증가됨.  
EVERA有助于在胸部流血量的增加，充分提供氧气和营养物质，  
因此在乳房内注入的脂肪细胞的生存率也会增加。



手术前

- 为了确保乳房内空间，EVERA产品连续使用4周。
  - 隆胸手术之前连续使用24~72小时。
  - 手术前，使用EVERA直到比原来乳房增大2~3倍，这样就能达到最理想的效果。

> 지방이식수술 进行脂肪移植手术

- 采取患者的腹部或者大腿的脂肪后，把抽出纯粹的脂肪移植到乳房内。



手术后

- 做完手术后，过12个小时，重新开始使用EVERA，连续配戴36个小时。
  - 至少5~7天以上，每日配戴10个小时

가슴 수술을 기피하는 99%의 여성들에게 EVERA System을 제안합니다!!  
对于不愿意做整形99%的女人，就想推荐EVERA System！

- 만 19세~53세의 건강한 가슴 조직을 가진 여성  
满19~53岁，拥有健康乳房组织的女性
- 보형물에 대한 거부감으로 가슴 수술을 기피하는 여성  
因为恐怕保形物所引起的副作用，不愿意隆胸手术的女性
- 반복적인 다이어트로 가슴이 작아진 여성  
由于频繁减肥，乳房变小的女性
- 출산 후 가슴의 탄력이 많이 저하된 여성  
产后乳房变松弛垂下的女性
- 호르몬제, 가슴크림 등의 일시적인 효과에 실망한 여성  
对激素或者丰胸产品等的临时性效果，感到失望的女性。
- 자연스럽게 가슴의 볼륨을 키우고 싶은 여성  
想要乳房变得自然坚挺的女性